




**Ortholight**

*Искусство быть на высоте*

В закладки ортодонта

Отличия и особенности

# Зеркала с родиевым покрытием



# Зеркала организованы одинаково, но есть нюансы

## Рукоятка



Тонкий стержень с линейкой




Простой стержень «XL Style»

## Зеркало



- Родиевое
- Родиевое Pure Reflect ®



ДИАМЕТР

Разборная  
конструкция

# Точное и резкое изображение без искажений

Передний отражающий слой исключает «двойное» отражение.

Pure Reflect®  
отражает  
спектра **~99%**

Родиевое покрытие  
отражает  
спектра **~70%**

Яркое  
насыщенное  
отражение




Более 100 циклов  
стерилизации


# Как исключить «задвоение» отражения

## Конструкция зеркала

Обычное  
зеркало




Родиевое  
зеркало



# Особенности покрытия

## Pure Reflect®

Покрытие обеспечивает изображение операционного поля с коэффициентом отражения близким к 100%. Отражение без искажений при визуальной диагностике.



## Титановое

Дает голубой оттенок в отражении

## Родиевое

Дает серый оттенок в отражении

# Размеры зеркал

## Применение

Идеально подходит для осмотра фронтальной области




**P10**

Зеркало с  
покрытием  
Pure Reflect

**55 mm**



Матовое  
покрытие  
исключает  
бликование



**Сравните**


**55 мм**

**28 мм**

# Размеры зеркал

## Точный обжим


Зеркало идеально фиксируется в раме. Без острых краёв, без прилипания крови и грязи.



## P9

Зеркало с покрытием Pure Reflect


**40 mm**



## RH9

Зеркало с родиевым покрытием

**40 mm**



# Размеры зеркал

**P8**

Зеркало с  
покрытием  
Pure Reflect

**30 mm**

**RH8**

Зеркало с  
родиевым  
покрытием

**30 mm**

**P7**

Зеркало с  
покрытием  
Pure Reflect

**28 mm**

# Идеальное дополнение Контрасторы










# Ortholight

*Искусство быть на высоте*

Официальный поставщик - это  
гарантия качества и надежности



[ortholight.ru](http://ortholight.ru)

