


# Плоские ретейнеры Bond-a-Braid


Отзывы докторов | Особенности



# Конструкция

*Ретейнер Bond-a-Braid – проволока для ретенции в прутках из нержавеющей стали марки 304.*

**Устойчив  
к поломкам**



**Длина прутка**

**15 см**



**8 жилок**

**Толщина прутка**

**.027" х.011"**



**Упаковка**

Можно приобрести поштучно, или в тубах по 10 шт.

**Расход (средний)**

Одного прутка хватает для двух пациентов, от клыка до клыка.

# Клиническое применение

*Ortho Bond-a-Braid* предназначен для сохранения положения зубов после ортодонтического лечения.



**Черкасова  
Александра**

Имея опыт использования ретейнеров различных фирм на протяжении 12 лет, могу сказать, что ретейнер *BOND-A-BRAID* за последние 6 месяцев, зарекомендовал себя как лучший в моей ортодонтической практике. Прекрасная адаптация к поверхности зуба, мягкий и удобный в работе. Прочный, не ломается.

А еще я влюбилась в ретейнер от [@ortholight.ru](https://www.ortholight.ru)


Он бомба!

Как он ложится, как фиксируется, просто сказка 🥰

**BOND-A-BRAID**

- Пушером легко продавливается изгиб.

# Особенности



★★★★★ **Гукасова Ида**

*Смело рекомендую! Самый удобный ретейнер, которым я когда-либо пользовалась. Удобен в позиционировании, легко гнется. Для пациентов комфортен в ношении.*

## Предотвращает ротацию

Плоская, прессованная медицинская сталь и многожильная структура предотвращают риск скручивания ретейнера (деформации) и формирования wire-syndrom (нежелательного движения зубов из-за ретейнера).

## Не требует обжига



Не требует обжига и дополнительной стерилизации.

## Комфортно

Плоская форма проще для привыкания пациентам. Обеспечивает микроподвижность зубов, что физиологично для пародонта.

# Отзывы врачей о Bond-a-Braid

★★★★★ Мамедова Улькер

1. Из-за своей структуры низкий риск скручивания ретейнера и формирования *wire-syndrom*, то есть нежелательного движения зубов непосредственно из-за ретейнера. Это и послужило причиной приобретения этого ретейнера.
2. Плоский, тонкий - удобно ставить на верхние фронтальные зубы, не нарушая смыкание с нижними зубами.
3. Комфортно адаптируется (изгибается) по зубам.
4. Не эластичный, что является хорошим гарантом стабильной фиксации зубов.

Минус один и достаточно относительный: ретейнер в виде ленты, первое время может показаться сложным его адаптировать по зубам, чтобы он прилегал плотно и не отступал от зубов в некоторых участках (например, переходы от латеральных резцов к клыкам, выраженные углубления небных поверхностей у некоторых верхних резцов). Но, с течением времени, можно приноровиться и понять, как с ним работать, как правильно и аккуратно его адаптировать (с помощью инструмента *band setter*, например), и тогда этот минус ликвидируется.



Получите новый каталог у своего менеджера!

Смотрите все отзывы на сайте [ortholight.ru](http://ortholight.ru)

# Отзывы врачей о Bond-a-Braid

★★★★★ Махаева Мария

На сегодняшний день я бы сказала, что этот ретейнер занимает пока 1 место в моем личном рейтинге ретейнеров. Плюсов много: позиционировать просто, хорошо ложится по зубам и можно погнуть в любую сторону, стоит стабильно. Смотрю пациентов после снятия через полгода-все на месте. Отклеек минимальное количество. А пациенты, кстати, которым заменили ретейнеры на BOND-A-BRAID отмечают, что он комфортнее в носке и минимально ощущается.

★★★★★ Османова Фарида

Мне нравится, что он легко адаптируется по зубу, не нужно прикладывать усилия. Пациенту намного комфортнее с таким ретейнером, так как он плоский и пациент его особо не ощущает, в отличии от скрученного. Ранее использовала круглые ретейнеры, но из-за жесткости и плохой адаптации решила попробовать BOND-A-BRAID и теперь пользуюсь только им.





Ortholight

Искусство быть на высоте



RELIANCE®

ORTHODONTIC  
PRODUCTS



Доступны  
для заказа  
в ORTHOLIGHT